

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

NEREZOVÝ STŮL, BALÍČÍ STŮL, ODKLÁDACÍ STŮL, HÁKOVÉ VOZÍKY, STŮL NA NÁSTROJE, NEREZOVÉ VOZÍKY, SERVISNÍ VOZÍKY, PŘEPRAVNÍ VOZÍKY, POJÍZDNÉ A PEVNÉ REGÁLY, MAYESO OD ŘADY 3.8XXXX.

Ref. od 300,00 do ref 399,99

Ref. od 800,00 do ref. 899,99



0 – Váš model

Děkujeme, že jste si zakoupili stůl od Villard. Abyste jej mohli bezpečně používat a využívat všech výhod tohoto článku, důrazně doporučujeme přečíst si tento návod a řídit se jeho doporučeními.

Tato příručka musí být bezpečně uchována a musí být k dispozici a přístupná každému uživateli. Použití tohoto materiálu je přísně omezeno na to, co je popsáno v tomto návodu.

1 - Přehled — Obecný popis

Stoly VILLARD jsou navrženy pro použití v nemocnicích kvalifikovaným a vyškoleným zdravotnickým personálem.

2 - Provoz

2.1 - Kontrola při dodání

Po převzetí zkontrolujte celý obal a předměty. Naše zařízení je expedováno v kartonu na paletě.

Při dodávce pečlivě zkontrolujte, zda zařízení během přepravy neutrpělo žádné otřesy a zda nedošlo k deformaci nebo poškození. V takovém případě zásilku odmítněte. Zboží bude vráceno dodavateli na náklady přepravce. Pokud dopravce odejde dříve, než zjistíte poškození, máte 3 dny na to, abyste dopravci předložili reklamaci doporučeným dopisem s potvrzením o opětovném převzetí. Můžete kontaktovat naši službu na čísle +332 85 29 05 00, která vám s tímto postupem pomůže.

2.2 - Obecná kontrola

Zkontrolujte shodu dodaného materiálu s vaší objednávkou (číslo položky, možnosti a příslušenství, uživatelská příručka).
Zkontrolujte celkový stav tabulky.

2.3 - Před použitím

Zkontrolujte celkový stav vozíku a příslušenství.
Zkontrolujte těsnost kol a příslušenství.
Zkontrolujte správnou funkci kol, která by se měla plně otáčet, a také správnou funkci brzd.

2.4 - Příslušenství pro boční lišty

V závislosti na objednaném příslušenství a modelu mohou být umístěny přímo na lišty nebo upevněny na stejné liště pomocí univerzální svorky.

Možnosti nastavení přímo na kolejnicích:

- Univerzální nádoba na ostré předměty
- Držák přihrádky na rukavice.
- Plastový táč.
- Kovový epoxidový koš
- Epoxidový drátěný koš.
- Držák na tekuté mýdlo.
- Plastová nádoba 10 a 15 litrů.
- Plastový koš ovládaný kolenem.
- Kovový epoxidový držák.
- Plnicí košík.
- Kufr na závěsné pořadače A4.
- Držák na 1,5l láhev.

Sada možností s univerzální svorkou na kolejnice:

- Drátěný epoxidový nebo nerezový držák na odpadní sáček
- Dávkovač šálků.

2.5 - Přesouvání stolu

Před přesunem vozíku

- Zkontrolujte, zda nejsou aktivovány brzdy.
- Zkontrolujte, zda se na zemi nenachází žádná překážka

3 - Bezpečnostní pokyny



Čištění

- Čištění by mělo být prováděno měkkým a suchým hadříkem
- Nepoužívejte čisticí prostředky nebo kyselé látky
- Nečistěte proudem vody, párou nebo tlakovým zařízením

To by mohlo vést ke špatné funkci a mimo záruku.

4 - Příslušenství

Naše příslušenství bylo speciálně navrženo pro stůl VILLARD. Zříkáme se jakékoli odpovědnosti za použití a kombinaci materiálů a příslušenství s jakoukoli jinou značkou. Toto je na výhradní odpovědnost uživatele.

5 - Návod k použití a bezpečnost

5.1 Návod k použití

Použití tohoto materiálu je přísně omezeno na to, co je popsáno v této příručce a je prováděno vyškoleným zdravotnickým personálem.

5.2 Varování

Nepoužívejte stůl VILLARD, pokud je některý prvek rozbitý, poškozený nebo chybí. Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.

5.3 Bezpečnostní pokyny

Pravidelně kontrolujte těsnost kol a příslušenství. (kolejničky, madlo, boční police...)

Všechna spojovací zařízení musí být vždy řádně dotažena a pravidelně kontrolována a v případě potřeby znovu dotažena.

6 - Čištění

Pečlivé čištění vozíku je třeba provádět tak často, jak je potřeba, a alespoň jednou denně.

Doporučení výrobce jsou dána k udržení vašeho zařízení v dobrém stavu co nejdéle. Nenahrazují však protokol o čištění a dezinfekci schválený hygienickou službou provozovny pomocí tohoto stolu nebo vozíku.

předchozí:

Zařízení musí čistit a dezinfikovat vyškolený a informovaný personál nemocnice. Používané produkty jsou detergenty a dezinfekční roztoky schválené FSHH.

Nikdy nepoužívejte čistý alkohol, čisticí prášek, koncentrované prostředky, agresivní nebo abrazivní (tvrdé kartáče nebo drátěnky), které by mohly ovlivnit hliníkové, epoxidem lakované a plastové části stolu nebo vozíků nebo jeho příslušenství.

Čištění:

Postup čištění spočívá v odstranění nečistot a skvrn, které mohou být na vozíku.

Použijte hadřík s roztokem saponátu, očistěte všechny povrchy vozíku od shora dolů a dokončete čištění kolečky.

Vyčištěné části otřete jiným hadříkem a vždy otírejte shora dolů podle doporučení dodavatele čisticího roztoku.

Dezinfekce:

Dezinfekci nanášejte novým hadříkem nebo použijte sprej na celou plochu vždy odshora dolů na vozík. Respektujte dobu působení dezinfekčního prostředku. Před použitím vozíku dodržujte dobu schnutí a dodržujte doporučení dodavatele.

Upozornění:

- * Zabráňte kontaktu dezinfekčního prostředku s očima, kůží a sliznicemi.
- * Nikdy nemíchejte různé mycí prostředky dohromady.
- * Respektujte procento ředění.

7 - Údržba

ÚLOŽITĚ: Bezpečnost a životnost vašeho zařízení přímo závisí na pravidelnosti a dodržování pravidel údržby.

Údržbu a opravy je nutné provádět vždy, když je to nutné, nebo alespoň jednou ročně.

Činnosti údržby, které je třeba provádět pravidelně:

- Zkontrolujte celkový stav vozíku a jeho příslušenství
- Zkontrolujte stav epoxidového nátěru příslušného příslušenství
- Zkontrolujte, zda nedošlo k deformaci žádného z dílů
- Zkontrolujte, zda jsou všechna spojovací zařízení řádně utažena
- Zkontrolujte stav kol a jejich brzd, pokud jsou jimi vybavena.

Vaše oddělení údržby by mělo vést záznamy o službách údržby s popisem provedených akcí a jejich dat.

8 - Skladování a poprodejní služby

8.1 Pokyny pro skladování a použití

	Podmínky skladování	Podmínky použití
Teplota	0 °C - 40 °C	15 °C - 40 °C
Vlhkost	od 20 do 60 %	od 40 do 80 %

8.2 Poprodejní služby

Pro technické informace nebo objednání náhradních dílů je naše oddělení k dispozici od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00 na čísle 0033 2 85 29 05 00.