



**MOPEDIA®**

**POLŠTÁŘE PRO  
PACIENTY**

## INDEX

1. KÓDY.....	STRANA.3
2. ÚVOD.....	STRANA 3
3. URČENÉ POUŽITÍ .....	STRANA.3
4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ .....	STRANA.3
5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ .....	STRANA.4
6. POUŽITÉ SYMBOLY.....	STRANA.4
7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM .....	STRANA 5
8. UPOZORNĚNÍ P R O POUŽITÍ .....	STRANA 5
9. ÚDRŽBA .....	STRANA 5
10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE.....	STRANA 5
10.1 Čištění.....	str. 5
11. PODMÍNKY LIKVIDACE .....	STRANA 5
12. TECHNICKÉ VLASTNOSTI .....	STRANA 6
13. ZÁRUKA .....	STRANA 6
13.1 Doložky o osvobození od daně.....	str. 7

 Zdravotnický prostředek třídy I  
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2017/745  
RADY ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích

## 1. KÓDY

ST340	Otočný polštář
ST345	Klínový polštář z paměťové pěny
ST346	Bederní polštář z paměťové pěny
ST350L	Polštář na nohy 1/2 válec z paměťové pěny L
ST350S	Polštář na nohy 1/2 válec z paměťové pěny S
ST352	TWIST modelovací válcový polštář
ST383-1	Poloviční válcový polohovač nohou s polyuretanovým povrchem
ST383-2	Poloviční válcový polohovač nohou s polyesterovým povlakem
ST385-1	Ergonomické trojúhelníkové polohovací zařízení s polyuretanovým povrchem
ST385-2	Ergonomické trojúhelníkové polohovací zařízení s polyesterovým povrchem
ST386-1	Ergonomický polohovač nohou s polyuretanovým povrchem
ST386-2	Ergonomický polohovač nohou v polyesterovém potahu
ST387-1	Multifunkční polohovací polštář s polyuretanovým povlakem
ST387-2	Multifunkční polohovací polštář v polyesterovém potahu
ST388-1	Ortopedické opěradlo typu Comodone v čalounění s polyuretanovou povrchovou úpravou
ST388-2	Ortopedické opěradlo v polyesterovém čalounění

## 2. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali polštář OPERA z řady **MOPEDIA** by Moretti. Polštáře Moretti jsou navrženy a vyrobeny tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky na praktické, správné a bezpečné používání. Tento návod obsahuje drobné tipy pro správné používání vámi vybraného zařízení a cenné rady pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím zařízení pečlivě přečetli celý tento návod. V případě pochybností se obraťte na svého prodejce, který vám pomůže a správně poradí.

## 3. URČENÉ POUŽITÍ

Polštáře pro pacienty řady MOPEDIA by Moretti jsou pomůcky, které lze použít k úlevě pacienta při sezení, odpočinku a pooperační péči.

### POZOR!



- Je zakázáno používat toto zařízení k jiným účelům, než které jsou definovány v této příručce.
- Společnost Moretti S.p.A. odmítá jakoukoli odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití přístroje nebo použití v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu.
- Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny přístroje a následujícího návodu bez předchozího upozornění za účelem zlepšení jeho vlastností.

## 4. EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost MORETTI SpA prohlašuje na vlastní odpovědnost, že výrobky vyráběné a uváděné na trh společností MORETTI SpA a patřící do skupiny PATIENT CUSHIONS jsou v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení o zdravotnických prostředcích 2017/745 ze dne 5. dubna 2017.

Za tímto účelem společnost MORETTI SpA zaručuje a prohlašuje na svou výhradní odpovědnost následující:

1. Dotčené prostředky splňují obecné požadavky na bezpečnost a funkční způsobilost podle přílohy I nařízení 2017/745, jak je stanoveno v příloze IV uvedeného nařízení.

2. Dotyčná zařízení NEJSOU MĚŘICÍ PŘÍSTROJE.
3. Tyto přístroje NEJSOU URČENY PRO KLINICKÉ VYŠETŘOVÁNÍ.
4. Tyto přístroje se prodávají v obalech NON-STERILE.
5. Dotyčné prostředky je třeba považovat za prostředky třídy I podle přílohy VIII výše uvedeného nařízení.
6. Společnost MORETTI SpA uchovává a zpřístupňuje příslušným orgánům technickou dokumentaci prokazující shodu s nařízením 2017/745 po dobu nejméně 10 let od data výroby poslední šarže.

**Poznámka:** Úplné kódy výrobků, registrační číslo výrobce (SRN), základní kód UDI-DI a všechny odkazy na použité normy jsou uvedeny v EU prohlášení o shodě, které vydává a svými kanály zpřístupňuje společnost MORETTI SPA.

## 5. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Správné používání přístroje je popsáno v této příručce.
- Zkontrolujte, zda vám byl výrobek doručen nepoškozený, a uchovávejte jej zabalený mimo dosah zdrojů tepla.
- Životnost zařízení je dána a opotřebením neopravitelných a/nebo vyměnitelných dílů.
- Vždy dávejte pozor na přítomnost dětí.
- Správné používání přístroje vždy konzultujte s lékařem nebo terapeutem.
- Uživatel a/nebo pacient by měl veškeré závažné události, k nimž dojde v souvislosti s prostředkem, hlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

## 6. POUŽITÉ SYMBOLY



Kód produktu



Jedinečný identifikátor zařízení



Označení CE



Výrobce



Výrobní šarže



Přečtěte si návod k použití



Zdravotnické zařízení



Podmínky likvidace



Nebělit



Ruční praní; maximální teplota 40 °C



Nečistěte chemicky,



Nesušte na rotačním bubnu



Nežehlete

## 7. PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM

- Vždy zkontrolujte stav opotřeбенí dílů, abyste se ujistili, že zařízení lze používat zcela bezpečně pro osoby a majetek.

## 8. UPOZORNĚNÍ PRO POUŽITÍ

- Nenechávejte přístroj delší dobu venku a v kontaktu s vodou.
- V případě pochybností o používání nebo údržbě výrobku se obraťte na svého prodejce.
- Abyste předešli jakýmkoli rizikům, uchovávejte přístroj mimo dosah dětí.

## 9. ÚDRŽBA

Přístroje řady MOPEDIA by Moretti jsou při uvedení na trh důkladně kontrolovány a označeny značkou CE.

## 10. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE

### 10.1 Čištění

Údaj o praní podšívky, pokud je k dispozici:



Nebělit



Ruční praní; maximální teplota 40 °C



Nečistěte chemicky



Nesušte na rotačním bubnu



Nežehlete



### POZOR!

Výrobek nelze prát. Pouze povlak lze prát, jak je uvedeno výše. Bezpodmínečně se vyhněte kyselým nebo zásaditým produktům nebo rozpouštědlům, jako je aceton nebo ředidlo.

## 11. PODMÍNKY LIKVIDACE

Při likvidaci zařízení nikdy nepoužívejte běžné systémy likvidace tuhého komunálního odpadu. Místo toho se doporučuje likvidovat zařízení prostřednictvím komunálních ekologických ostrovů pro plánovanou recyklaci použitých materiálů.

**12. TECHNICKÉ VLASTNOSTI**

KÓD	MATERIÁL	NÁTĚRY	MĚŘENÍ
ST340	100% polyester	100% bavlna	ø44 x4 cm
ST345	Polyuretan	100% polyester	41x41x3/7 cm
ST346	Tvarovaný polyuretan	100% polyester	33x35x9/3 cm
ST350S	Polyuretan	100% polyester	35x20x10 cm
ST350L	Polyuretan	100% polyester	50x20x10 cm
ST352	Tvarovatelný Anima pevný polyuretan	100% polyester	65x ø11,5 cm
ST383-1	Řezaný polyuretan D28	100% nehořlavý polyuretan, prodyšný, voděodolný, bi-elastický, netoxický, hypoalergenní, omyvatelný.	50x24,5x9,5 cm
ST383-2	Řezaný polyuretan D28	100% polyester	50x24,5x9,5 cm
ST385-1	Řezaný polyuretan D36	100% nehořlavý polyuretan, prodyšný, voděodolný, bi-elastický, netoxický, hypoalergenní, omyvatelný.	60x25x20 cm
ST385-2	Řezaný polyuretan D36	100% polyester	60x25x20 cm
ST386-1	Řezaná polyuretanová základna, horní část z 2 cm paměťové pěny	100% nehořlavý polyuretan, prodyšný, voděodolný, bi-elastický, netoxický, hypoalergenní, omyvatelný.	67x54x20 cm
ST386-2	Řezaná polyuretanová základna, horní část z 2 cm paměťové pěny	100% polyester	67x54x20 cm
ST387-1	Řezaný polyuretan D36	100% nehořlavý polyuretan, prodyšný, voděodolný, bi-elastický, netoxický, hypoalergenní, omyvatelný.	50x61x27/1 cm
ST387-2	Řezaný polyuretan D36	100% polyester	50x61x27/1 cm
ST388-1	Řezaný polyuretan D27	100% nehořlavý polyuretan, prodyšný, voděodolný, bi-elastický, netoxický, hypoalergenní, omyvatelný.	60x60x45 cm
ST388-2	Řezaný polyuretan D27	100% polyester	60x60x45 cm

**Poznámka:** Všechny výrobky jsou odolné proti vznícení podle normy EN1021-1, ale je třeba dbát na opatrnost při použití otevřeného ohně, protože výrobky se mohou vznítit.

**13. ZÁRUKA**

Na všechny výrobky Moretti se vztahuje záruka na vady materiálu nebo zpracování po dobu 2 (dvou) let od data prodeje výrobku, s výhradou níže uvedených výjimek a omezení. Tato záruka neplatí v případě nesprávného použití, zneužití nebo úpravy výrobku a v případě nedodržení návodu k použití. Správné používání výrobku je uvedeno v návodu k použití.

Společnost Moretti neodpovídá za vzniklé škody, zranění osob nebo cokoli jiného způsobeného instalací a/nebo používáním zařízení, které není v souladu s pokyny uvedenými v návodu k instalaci, montáži a používání. Společnost Moretti neposkytuje záruku na poškození nebo závady výrobků Moretti za následujících podmínek: přírodní katastrofy, neautorizovaná údržba nebo oprava, poškození způsobené problémy s napájením (v příslušných případech), použití dílů nebo komponentů nedodaných společností Moretti, nedodržení pokynů a návodu k použití, neautorizované úpravy, poškození při přepravě (jiné než původní zásilka od společnosti Moretti) nebo neprovedení údržby podle pokynů v návodu. Na opotřebitelné součásti se tato záruka nevztahuje, pokud je poškození způsobeno běžným používáním výrobku.

### 13.1 Ustanovení o výjimkách

S výjimkou případů výslovně uvedených v této záruce a v rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost Moretti žádná další prohlášení, záruky ani podmínky, výslovné ani předpokládané, včetně prohlášení, záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování do práv. Společnost Moretti nezaručuje, že používání produktu Moretti bude nepřerušované nebo bezchybné. Doba trvání jakýchkoli předpokládaných záruk, které mohou být uloženy zákonem, je omezena na záruční dobu v mezích zákona. Některé státy nebo země neumožňují omezení doby trvání předpokládané záruky nebo vyloučení či omezení náhodných nebo následných škod v souvislosti se spotřebitelskými výrobky. V takových státech nebo zemích se na vás některé výjimky nebo omezení této záruky nemusí vztahovat. Tato záruka se může změnit bez předchozího upozornění.



## ZÁRUČNÍ LISTINA

Produkt \_\_\_\_\_

Zakoupeno dne \_\_\_\_\_

Prodejce \_\_\_\_\_

Prostřednictvím \_\_\_\_\_ Umístění \_\_\_\_\_

Prodáno do \_\_\_\_\_

Ulice \_\_\_\_\_ Umístění \_\_\_\_\_



Via Bruxelles, 3 - Meleto 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21

11

[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com) e-mail: